

Polybactum®
Vajinal Ovül
IIa Sınıfı Tıbbi Cihaz
EFFIK arařtırmalarının sonucu

Pek çok zararsız mikroorganizma vajinada dođal olarak bulunur. Normal řartlar altında bu mikroorganizmalar bir arada denge içinde yařarlar ve vajinal enfeksiyonlara karřı bir savunma oluřtururlar. En çok bulunan türler, vajinanın fizyolojik asitliđini (pH 4-4.5) sađlayan laktobasillerdir.

Laktobasil ile birlikte streptokok, enterokok, enterobakteri gibi diđer türler ve diđer daha nadir türler mevcut olabilir. Sađlıklı vajinal flora, mikoz (genellikle kandidozis) ve diđer olası hastalıkları önlemeye yardımcı olur. Laktobasillerin kaybolması, agresif diř mikroorganizmaların varlıđı veya sađlıklı mikroorganizmaların dengesizliđi gibi çeřitli kořullar vajinal enfeksiyonlara yol aabilir.

Vajinal flora dengesizliđi yakın zamanda antibiyotik kullanımı, antifungallerle tekrarlanan tedavi, ařırı yođun geen adet dngüleri, hormonal deđiřiklikler (hamilelikte olduđu gibi) veya diđer bozukluklardan kaynaklanabilir.

POLYBACTUM® NEDİR?

POLYBACTUM® Ovül, vajinal enfeksiyonları azaltmaya yardımcı olacak řekilde vajina duvarına yapıřan ve bariyer etkisiyle vajinayı enfeksiyonlardan (Gardnerella vaginalis enfeksiyonları dahil) koruyan bir tıbbi cihazdır. Polikarbofil (mukoadhezif) ve lauril glukozit ierir.

POLYBACTUM®'un dođal vajinal flora üzerinde hibir zararlı etkisi yoktur. Bakteriyel vajinoz olan kadınlarda POLYBACTUM® bakteriyel vajinozun tekrar etmesini önlemeyi amalar.

POLYBACTUM® NEDEN KULLANILMALIDIR?

Bakteriyel vajinozun tekrarlama riskini azaltmak iin. POLYBACTUM® sađlıklı vajinal floranın sađlanması ve vajinal laktobasiller ađısından güvenlidir.

POLYBACTUM® NASIL KULLANILIR?

Her bir ovül vajinanın derinliklerine yerleřtirilmelidir.

TEDAVİ:

Bakteriyel vajinoz: Akut bakteriyel vajinozun tedavisinden sonra Polybactum'u ařađıdaki řekilde kullanın:

- Haftada 3 ovül (3 günde 1). Gerektiđinde adet dngüsünün sonuna kadar bekleyiniz;
- Bu tedaviyi art arda 2 dngüde daha tekrarlayınız (toplam 3 dngü).

Hamilelik durumunda, akut fazın tedavisinden hemen sonra POLYBACTUM® kullanımına bařlayınız.

UYARI:

- Yalnızca vajinal kullanımlar iindir.
- Üründe bulunan bir veya daha fazla maddeye karřı bilinen ařırı duyarlılık durumunda kullanmayınız.
- Beklenmeyen bir reaksiyon meydana gelirse, kullanmayı bırakınız ve bir doktora bařvurunuz.
- Diđer vajinal tedavilerle birlikte kullanmayınız.

- POLYBACTUM® hamilelik sırasında kullanılabilir, ancak mukozal hasar durumunda derhal kesilmelidir.

Diğer ilaçlarla herhangi bir etkileşimden kaçınmak için, devam eden diğer tedaviler hakkında doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendirmelisiniz.

Kutuda bir sorun olması halinde ürünü kullanmayın. Son kullanma tarihi geçmişse ürünü kullanmayın.

POLYBACTUM® ile tedavi sırasında prezervatif kullanılabilir. POLYBACTUM®'un spermisidal maddeler (sperm öldürücü maddeler) ve diyafram gibi doğum kontrol yöntemlerini etkisiz hale getirme riski olabileceğinden, tedavi süresince bu yöntemlerin kullanılması önerilmez.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.
Ürün paketini, kullanım talimatı ile birlikte orijinal kutusunda saklayınız.
Kuru bir yerde saklayın. Isı kaynaklarından ve ışıktan uzak tutunuz.

İçindekiler: C12-C18 gliseritler, polikarbofil, lauril glukozit.

Üretici: EFFIK BENELUX S.A. The Crescent, Lenniksebaan, 451 Route de Lennik, 1070 Anderlecht – Brüksel (Belçika)

İthalatçı: ITF İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Merkez Mah. Bağlar Cad., D Blok No:14d İç kapı no:13
Kağıthane-İstanbul

İlk basım tarihi: 01 Mayıs 2015
Son revizyon tarihi: 01 Ocak 2021

CE 0373

